



Mått i mm

### Fastigheter

Premium fällbar stödskena från LifeSystem-serien

- mer stabil, Vikbart stödhandtag med en arm
- Halkfri greppdyna, ergonomisk med optimalt anpassad, upphöjt handtag ändstycke
- tjänar till att hålla, Stöttning och uträtning
- Högkvalitativ plastyta och reptålig pulverlackering
- maximal produktstyvhet ökar stabiliteten och skapar en säker greppkänsla för användaren
- Fälls uppåt och nedåt med lätt dämpning
- lågt underhåll, Permanent lättgående led, Förinställd ex works
- ett definierat stopp förhindrar, att det fällbara stödhandtaget vidrör väggen
- Utskjutning 850 mm, 120 mm bred, Väggspanel 202 mm hög
- Greppdyna 58 mm bred, Handtagets ändstycke 84 mm brett
- Utskjutande aluminium, pulverlackerad i HEWI-färgerna signalvit, blank med greppkudde av plast i SD (signalvit), matt) och GU (antracit, matt) eller konsol antracit, blank med greppkudde i TB (signalvit), matt) och DR (antracit, matt), med högglossförkromade designelement
- Hållare för pappersrulle 802.50.01160, Flush release (radio) 802.50.06..., Hållare för gånghjälpmedel 802.50.01260, Hylla 802.50.01360, Ryggstöd 802.51.90..och höjdjustering 950.50.10260 kan monteras i efterhand - för mobil användning
- Snabb installation genom att helt enkelt fästa det fällbara stödhandtaget på en separat monterad monteringsplatta i rostfritt stål, matt polerad
- dold, Korrosionsfritt och testat HEWI-fixeringsmaterial för olika väggstrukturer (beställs separat)
- Tätningstejp för tätning av fästpunkterna ingår i leveransomfattningen
- testad upp till 150 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller kraven i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 och SIA 500

### Priser och utmärkelser



### Certifikaten



**Färger/Ytor**

-  TB (antracit höggglans  
- vit matt)
-  SD (vit höggglans  
- vit matt)
-  GU (vit höggglans  
- antracit matt)
-  DR (antracit höggglans  
- antracit matt)